

Lumiprobe Corporation

201 International Circle, Suite 135 Hunt Valley, Maryland 21030

USA

Телефон: +1 888 973 6353 Факс: +1 888 973 6354 Email: order@lumiprobe.com

H2DCFDA (2′,7′-Дихлородигидрофлуоресцеин диацетат)

http://ru.lumiprobe.com/p/h2dcfda


 H_2DCFDA (2′,7′-дихлородигидрофлуоресцеин диацетат) — широко используемый реагент для изучения продукции активных форм кислорода в живых клетках.

 H_2 DCFDA представляет собой нефлуоресцирующее производное флуоресцеина — его восстановленную ацетилированную форму. Реагент начинает флуоресцировать только после отщепления ацетильных групп и окисления внутри клетки, превращаясь в 2',7'-дихлорофлуоресцеин. Он характеризуется яркой флуоресценцией в зеленой области спектра (максимум поглощения при 511 нм, максимум флуоресценции при 533 нм). Данный реагент подходит для исследования живых клеток и не совместим с фиксацией образцов.


Ацетильные группы в структуре H_2 DCFDA повышают его липофильность и улучшают проникающую способность реагента через клеточную мембрану. Попадая внутрь клетки, он деацетилируется клеточными эстеразами, из-за чего приобретает заряд и лучше удерживается внутри клетки. Окисление активными формами кислорода приводит к образованию флуоресцирующего продукта — $2^{'}$, $7^{'}$ -дихлорофлуоресцеина и может быть детектировано различными способами, например с помощью проточного цитометра, планшетного ридера или флуоресцентного микроскопа.

Рекомендации по использованию реагента:

- Используйте свежеприготовленный раствор реагента (из-за постепенного окисления реагента рабочий раствор не предназначен для долговременного хранения).
- Необходимо подобрать оптимальную рабочую концентрацию реагента и время инкубации, необходимое для деацетилирования и окисления реагента, для клеточной линии и условий эксперимента. Если для используемой клеточной линии нет рекомендуемых протоколов, начните с концентрации в диапазоне 1-10 мкМ и времени инкубации ~30 минут.
- Не инкубируйте краситель с клетками в присутствии сыворотки, так как она содержит ферменты, расщепляющие H₂DCFDA.



Структура H2DCFDA (2´,7´-Дихлородигидрофлуоресцеин диацетат)



Спектры поглощения и эмиссии H2DCFDA

Общие свойства

Вид продукта: бесцветное твердое вещество

Молекулярная масса: 487.29 CAS-номер: 4091-99-0 Брутто-формула: $C_{24}H_{16}CI_2O_7$

Hазвание IUPAC: 2-(3,6-diacetyloxy-2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl)benzoic acid

Растворимость: хорошая в ДМСО, этаноле и ДМФА

Контроль качества: ЯМР 1 Н, ВЭЖХ-МС (95%)

Условия хранения: Хранение: 12 месяцев с момента доставки при -20°C в темноте.

Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги. Избегайте хранения на свету и излишних циклов заморозкиразморозки стокового раствора. При многократном использовании

настоятельно рекомендуется хранить реагент в атмосфере сухого аргона

или азота.

Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, 511

HM:

 ϵ , л·моль⁻¹·см⁻¹: 118626

Длина волны флуоресценции, нм: 533
Квантовый выход флуоресценции: 0.76
CF₂₆₀: 0.17
CF₂₈₀: 0.14