

Заключение препаратов под стекла с помощью среды LumiMount®

Завершающим этапом флуоресцентного окрашивания тканей и клеток является заключение их под покровные стекла. Качество полученных под микроскопом изображений зависит от выбора заключающей среды. Среда должна сохранять флуоресцентный сигнал, защищать образец от высыхания и деградации, иметь низкую вязкость для равномерного распределения по образцу, а также быть оптически схожей с покровным стеклом.

Важно подобрать заключающую среду с коэффициентом преломления, близким к 1.52, чтобы уменьшить отражение света и обеспечить максимальную прозрачность и качество изображения. При этом для флуоресцентных красителей такая среда должна быть приготовлена на водной основе.

Lumiprobe предлагает заключающие среды, которые обладают всеми вышеперечисленными характеристиками. Серия сред для флуоресцентных препаратов LumiMount® создана специально, чтобы сохранить флуоресценцию образца и обеспечить оптимальные условия для его хранения и анализа.

Заключающая среда	Коэф. преломления (жидкой)	Коэф. преломления (высохшей)	Anti-fade	Краситель
LumiMount Cat.# •1144	1.38	1.46	Да	Нет
LumiMount DAPI Cat.# •3144	1.38	1.46	Да	DAPI
LumiMount Plus Cat.# • 2144	1.43	1.52	Да	Нет

Прежде чем начать

Постарайтесь свести к минимуму образование пузырьков воздуха в заключающей среде. Чтобы избежать пузырей:

- Не встряхивайте и не переворачивайте флакон с заключающей средой.
- Нанесите небольшое количество заключающей среды на лабораторную салфетку перед нанесением на предметное стекло, чтобы устранить пузырьки в кончике флакона-капельницы.
- Никогда не используйте заключающую среду непосредственно из холодильника, чтобы избежать образования пузырьков после заключения препарата.

30625 Hannover

Email: hk@lumiprobe.com

Lumiprobe Limited



Протокол

Покрытие стекол

- 1. Нагрейте флакон с заключающей средой до комнатной температуры.
- 2. Промокните края предметного стекла бумажной салфеткой или фильтровальной бумагой, чтобы удалить излишки воды или буфера с образца. Избегайте высыхания образца.
- 3. Поместите предметное стекло с препаратом на плоскую поверхность.
- 4. Нанесите на образец 2—3 капли заключающей среды. Используйте количество, которое заполнит только пространство под покровным стеклом.
- 5. Аккуратно положите на препарат покровное стекло, не допуская образования пузырьков воздуха. Если препарат находится на покровном стекле, нанесите 1—2 капли заключающей среды на чистое предметное стекло и положите покровное стекло в каплю на предметном стекле в перевернутом виде.
- 6. Удалите излишки заключающей среды бумажной салфеткой или фильтровальной бумагой.
- 7. Дайте препарату высохнуть в течение 2 ч или в течение ночи при комнатной температуре в темноте. (Опционально) Образец готов к визуализации сразу после заключения, однако, стоит быть аккуратным: покровное стекло может двигаться до тех пор, пока заключающая среда полностью не полимеризуется.
- 8. Заклейте края покровного стекла лаком для ногтей или любой органической заключающей средой для длительного хранения.
- 9. Храните готовые препараты в темноте при температуре 4° С.

Удаление покровного стекла

LumiMount — заключающая среда на водной основе, которую можно легко удалить, размочив предметные стекла в дистиллированной или деионизированной воде. Если использовался лак для ногтей для запечатывания препарата, его необходимо предварительно счистить со стекол.

- 1. Замочите предметное стекло в теплой (37°C) дистиллированной или деионизированной воде на несколько минут.
- 2. Осторожно и медленно сдвиньте покровное стекло. Замочите в воде еще на несколько минут, чтобы полностью удалить покровное стекло.
- 3. Промойте предметное стекло несколько раз теплой водой, чтобы удалить остатки заключающей среды.
- 4. В качестве альтернативного способа, поместите предметное стекло в стакан, наполненный дистиллированной или деионизированной водой. Установите стакан на магнитную мешалку и аккуратно перемешивайте в течение нескольких часов или ночи до полного удаления заключающей среды.
- 5. При необходимости препараты можно перезаключить.



Хранение

- Продукт необходимо хранить при комнатной температуре.
- Не храните в холодильнике.
- При температуре ниже 8°C может произойти образование геля. В этом случае нагрейте флакон на водяной бане при температуре 60°C в течение 3 мин. Аккуратно перемешайте.

Email: order@lumiprobe.com

Feodor-Lynen-Strasse 23 30625 Hannover Germany Phone: +49 511 16596815 Fax: +49 511 16596815 Email: de@lumiprobe.com Kotsyubinsky street, 4 121351 Moscow Russian Federation Phone: +7 800 775 3271 Email: ru@lumiprobe.com Suite 12, 3/F, Great Eagle Centre 23 Harbour Road, Wan Chai Hong Kong Mob.: +852-5929-0488 (from HK) Phone: +86-147-14316277 (from China) Email: hk@lumiprobe.com

Lumiprobe LTD

2 Tuvim St. 3223562, Haifa Israel Phone: +972-(0)4-374-0377 Email: il@lumiprobe.com

Lumiprobe Co., Ltd.

10H-11, Shenmao Commercial Center No. 59 Xinwen Rd., Meiling Community Lianhua Street, Futian District Shenzhen, China Phone: +86-1471431-6277 Email: cn@lumiprobe.com