


Суанине3.5 активированный эфир


<http://ru.lumiprobe.com/p/cy35-nhs-ester>

Активированный NHS-эфир (N-гидроксисукцинимидный эфир) Суанине3.5 - флуоресцентного красителя, аналога Су3.5®. Применяется для мечения белков, пептидов, аминок-модифицированных ДНК.

Флуорофор заменяет Су3.5®, Alexa Fluor® 594, DyLight® 594.



Структура Суанине3.5 активированного эфира



Спектры поглощения и эмиссии Суанине3.5 активированного эфира

Общие свойства

Вид продукта:	темный пурпурный порошок
Молекулярная масса:	741.62
CAS-номер:	2231670-85-0
Брутто-формула:	C ₄₂ H ₄₄ N ₃ BF ₄ O ₄
Растворимость:	хорошая в органических растворителях (DMF, DMSO, дихлорметане), низкая в воде
Контроль качества:	ЯМР ¹ H и ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 12 месяцев (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	591
ε, л·моль ⁻¹ ·см ⁻¹ :	116000
Длина волны флуоресценции, нм:	604
Квантовый выход флуоресценции:	0.35
CF ₂₆₀ :	0.29
CF ₂₈₀ :	0.22

Су®, Alexa Fluor® и DyLight® соответственно являются торговыми марками GE Healthcare, Life Technologies и Pierce в некоторых странах.