

## **LumiMount® Plus среда для флуоресцентных препаратов**

<http://ru.lumiprobe.com/p/lumimount-plus-mounting-medium>

LumiMount® Plus — готовая к использованию среда на водной основе для заключения и визуализации флуоресцентно меченых образцов клеток или тканей.

LumiMount Plus имеет вязкую консистенцию, благодаря чему среда легко наносится и равномерно распределяется по препарату, а также меньше склонна к образованию пузырей.

Благодаря своему особому составу, LumiMount Plus ингибирует быстрое фотовыгорание флуоресцентных белков и красителей, что продлевает возможное время визуализации. Коэффициент преломления жидкой заливочной среды составляет 1.43, но данный показатель увеличивается до 1.52 после испарения воды и затвердевания среды.

LumiMount Plus обеспечивает полупостоянную герметизацию препаратов, достаточную для их длительного хранения при температуре от 2° до 8°C. Поскольку LumiMount Plus растворяется в воде, покровное стекло можно снять, погрузив препарат в раствор PBS до тех пор, пока покровное стекло не отделился.

LumiMount Plus несовместим с интеркалирующими красителями типа Hoechst, DAPI и др.

---

### **Общие свойства**

Вид продукта: желтоватая вязкая жидкость

Растворимость: хорошая в воде

Контроль качества: показатель преломления

Условия хранения: Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при комнатной температуре в темноте. Не хранить в холодильнике. Избегайте хранения на свету.

Юридическое заявление: Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.