

Азид-ПЭГ3-ОН

<http://ru.lumiprobe.com/p/azide-peg3-oh-86520-52-7>

Гетеробифункциональный кросс-линкер с азидной группой, способной вступать в реакции с алкинами, гидроксильной (-ОН) терминальной группой и ПЭГ3 гидрофильным линкером между ними.



Структура азидо-PEG3-ОН

Общие свойства

Вид продукта: бесцветная жидкость

Молекулярная масса: 175.19

CAS-номер: 86520-52-7

Брутто-формула: C₆H₁₃N₃O₃

Название IUPAC: 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]-ethanol

Растворимость: смешивается во всех соотношениях с водой и большинством органических растворителей

Контроль качества: ЯМР ¹H, ГХ-МС (95%)

Условия хранения: Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.