


Азид-ПЭГ3-ОН

<http://ru.lumiprobe.com/p/azide-peg3-oh-86520-52-7>

Гетеробифункциональный кросс-линкер с азидной группой, способной вступать в реакции с алкинами, гидроксильной (-ОН) терминальной группой и ПЭГ3 гидрофильным линкером между ними.



Структура азидо-PEG3-ОН

Общие свойства

Вид продукта:	бесцветная жидкость
Молекулярная масса:	175.19
CAS-номер:	86520-52-7
Брутто-формула:	C ₆ H ₁₃ N ₃ O ₃
Название IUPAC:	2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]-ethanol
Растворимость:	смешивается во всех соотношениях с водой и большинством органических растворителей
Контроль качества:	ЯМР ¹ H, ГХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.