


## Азид-ПЭГ4-ОН

<http://ru.lumiprobe.com/p/azide-peg4-oh-86770-67-4>

Гетеробифункциональный кросс-линкер с азидной группой, способной вступать в реакции с алкинами, гидроксильной (-ОН) терминальной группой и гидрофильным ПЭГ4-линкером между ними.



**Структура Азид-ПЭГ4-ОН**

### Общие свойства

Вид продукта:	масло от бесцветного до желтого цвета
Молекулярная масса:	219.24
CAS-номер:	86770-67-4
Брутто-формула:	C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> N <sub>3</sub> O <sub>4</sub>
Растворимость:	смешивается во всех соотношениях с водой и большинством органических растворителей
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H и ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.