

Реагент для лизиса бактерий

<http://ru.lumiprobe.com/p/bacterial-lysis-reagent>

Реагент для лизиса бактерий представляет собой раствор на основе неионогенного детергента, предназначенный для мягкой, немеханической экстракции белков из клеток *E. coli* и других бактерий.

Продукт предназначен для экстракции белков из бактериальных культур в малых и средних масштабах и позволяет избежать использования ультразвуковой обработки или френч-пресса. Он совместим с последующими методами анализа, включая SDS-PAGE, флуоресцентные анализы и количественное определение белка.

Общие свойства

Вид продукта: прозрачная вязкая жидкость

Растворимость: вода

Условия хранения: 12 месяцев (с момента доставки) при комнатной температуре.

Юридическое заявление: Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.