


BDP® 630/650 алкин


<http://ru.lumiprobe.com/p/bdp-630-650-alkyne>

BDP 630/650 - это краситель, излучающий в красной области спектра, совпадающей с каналом красителя Cyanine5. Краситель используется во флуоресцентно-поляризационном анализе поляризации, демонстрирует великолепную фотостабильность.

Концевая алкиновая группа вещества вступает в конъюгацию с различными азидами в реакциях клик-химии, катализируемых солями меди.



Структура алкина BODIPY 630/650



Спектры поглощения и эмиссии BODIPY 630/650

Общие свойства

Вид продукта:	темное твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона:	487.1
Молекулярная масса:	487.33
CAS-номер:	2006345-38-4
Брутто-формула:	$C_{26}H_{20}N_3BF_2O_2S$
Растворимость:	хорошая в ДМФА, ДМСО, спиртах
Контроль качества:	ЯМР 1H , ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при $-20^{\circ}C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.

Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	628
ϵ , л·моль $^{-1}$ ·см $^{-1}$:	97000
Длина волны флуоресценции, нм:	642
Квантовый выход флуоресценции:	0.91
CF_{260} :	0.029
CF_{280} :	0.035

