


## Биотин-11-СТР

<http://ru.lumiprobe.com/p/biotin-11-ctp>

Биотин-11-СТР, как и другие биотинилированные нуклеотиды, может быть ферментативно включен в РНК. Биотин-11-СТР содержит 11-атомный линкер между биотином и СТР, который повышает степень связывания с авидином или стрептавидином в соответствующих аналитических методах.



### Структура Биотин-11-СТР

#### Общие свойства

Вид продукта: твёрдое вещество грязно-белого цвета

Молекулярная масса: 893.48

Брутто-формула: C<sub>28</sub>H<sub>41</sub>Li<sub>3</sub>N<sub>7</sub>O<sub>17</sub>P<sub>3</sub>S

Растворимость: хорошая в воде

Контроль качества: ЯМР <sup>1</sup>H и ВЭЖХ-МС (95+%)

Условия хранения: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.