


BDP 493/503 краситель для липидов

<http://ru.lumiprobe.com/p/bodipy-493-503-lipid-stain>

BDP 493/503 - краситель для липидов в микроскопии, прокрашивания и отслеживания различных гидрофобных сред.



Структура красителя для липидов BDP 493/503

Общие свойства

Вид продукта:	красно-оранжевые кристаллы
Молекулярная масса:	262.11
CAS-номер:	121207-31-6
Брутто-формула:	$C_{14}H_{17}N_2BF_2$
Название IUPAC:	[2-[1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N1,N2]difluoroboron
Растворимость:	хорошая во многих органических растворителях
Контроль качества:	ЯМР 1H , ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при $-20^{\circ}C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету.