


## BDP R6G алкин


<http://ru.lumiprobe.com/p/bodipy-r6g-alkyne>

BDP R6G - яркий и фотостабильный краситель, спектры поглощения и эмиссии которого соответствуют красителю R6G (родамину 6G). В отличие от ксантенового красителя R6G, BDP R6G - бордипиррометеновый флуорофор.

Это производное - терминальный алкин для медь-катализируемой реакции алкин-азидного циклоприсоединения.



Структура BDP R6G алкина



Спектры поглощения и эмиссии BDP R6G

### Общие свойства

Вид продукта:	желтое или коричневое твердое вещество
Инкремент массы молекулярного иона:	377.15
Молекулярная масса:	377.2
CAS-номер:	2006345-31-7
Брутто-формула:	C <sub>21</sub> H <sub>18</sub> N <sub>3</sub> BF <sub>2</sub> O
Название IUPAC:	N-propargyl-3-(3-(4,4-Difluoro-5-phenyl-3a,4a-diaza-4-bora-s-indacen-3-yl)propionamide
Растворимость:	хорошая в ДМФ, ДМСО, дихлорметане
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.

### Спектральные свойства

Максимум возбуждения/поглощения, нм:	530
Длина волны флуоресценции, нм:	548
Квантовый выход флуоресценции:	0.96
CF <sub>260</sub> :	0.17
CF <sub>280</sub> :	0.18