


## Фосфорамидит фосфат

<http://ru.lumiprobe.com/p/chemical-phosphorylation-reagent-iii>

Этот продукт скоро будет снят с производства, в качестве альтернативы можем предложить [Фосфорилирующий реагент для олигонуклеотидного синтеза](#). Возможно, у нас всё ещё есть некоторое количество на складе (пожалуйста, смотрите наличие выше).

Химический фосфорилирующий реагент для синтеза олигонуклеотидов, содержащих 5'-концевой фосфатный остаток.

Этот реагент твердый, поэтому с ним легко и удобно обращаться.



Структура амидита фосфата

### Общие свойства

CAS-номер: 202284-84-2

### Олигонуклеотидный синтез

Условия конденсации: время конденсации 6 минут. Время окисления 45 сек.

Условия отщепления: аммиак, 2 ч при комнатной температуре

Условия деблокирования: идентичные защищенным природным нуклеотидам