

Lumiprobe Corporation

115 Airport Dr Suite 160 Westminster, Maryland 21157

USA

Телефон: +1 888 973 6353 Факс: +1 888 973 6354 Email: order@lumiprobe.com

QuReader® 1 Green

http://ru.lumiprobe.com/p/fluorometer-gureader-1-well-green

QuReader * 1 Green — это настольный одноканальный флуорометр для количественного анализа дцДНК, оцДНК, РНК и белка методом регистрации интенсивности флуоресцентного сигнала в зелёном канале.

Полная совместимость с $QuDye^{\circ}$ наборами обеспечивает высокочувствительное определение концентрации нуклеиновых кислот и белков в образцах в концентрациях, соответствующих нижним пределам количественного определения.

Общие свойства

Юридическое заявление: Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.