

## **QuReader® 1 Green**

<http://ru.lumiprobe.com/p/fluorometer-quireader-1-well-green>

QuReader® 1 Green — это настольный одноканальный флуорометр для количественного анализа дцДНК, оцДНК, РНК и белка методом регистрации интенсивности флуоресцентного сигнала в зелёном канале.

Полная совместимость с QuDye® наборами обеспечивает высокочувствительное определение концентрации нуклеиновых кислот и белков в образцах в концентрациях, соответствующих нижним пределам количественного определения.

---

### **Общие свойства**

Юридическое  
заявление:

Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.