

QuReader® 8 Green

<http://ru.lumiprobe.com/p/fluorometer-quireader-8-well-green>

QuReader® 8 Green — это настольный флуорометр с сенсорным экраном, разработанный для количественного определения дцДНК, оцДНК, РНК и белка. Позволяет исследовать до восьми образцов одновременно, используя зелёный канал для анализа интенсивности флуоресценции.

Полная совместимость с QuDye® наборами обеспечивает высокочувствительное определение концентрации нуклеиновых кислот и белков в образцах в концентрациях, соответствующих нижним пределам количественного определения.

Общие свойства

Юридическое
заявление:

Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели *in vitro*, для людей или животных или в коммерческих целях.