

Йод-ПЭГ3-йодид

<http://ru.lumiprobe.com/p/iodo-peg3-iodide>

ПЭГ3 дийодид - гомобифункциональный линкер с двумя йодидными группами, обладающими исключительно высокой активностью в отношении различных нуклеофилов: тиолов, аминов, алкокси-анионов и других. Этот реагент можно использовать для синтеза симметричных гидрофильных конъюгатов.

Общие свойства

Вид продукта:	желто-коричневое масло
Молекулярная масса:	369.97
CAS-номер:	36839-55-1
Брутто-формула:	$C_6H_{12}I_2O_2$
Название IUPAC:	1,2-bis(2-iodoethoxy)ethane
Растворимость:	растворим в воде и полярных органических растворителях
Контроль качества:	ЯМР 1H , ГХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при $-20^{\circ}C$ в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели <i>in vitro</i> , для людей или животных или в коммерческих целях.