


## L-Фенилаланин (фенил-d5)

<http://ru.lumiprobe.com/p/l-phenylalanine-ring-d5>

L-фенилаланин-d5 — дейтерированная форма фенилаланина, которая находит применение для изучения аналитическими методами (ЯМР) метаболических эффектов и экспрессии белков.



Структура L-Фенилаланин (фенил-d5)

### Общие свойства

Вид продукта:	белый порошок
Молекулярная масса:	170.22
CAS-номер:	56253-90-8
Брутто-формула:	C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> D <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>
Растворимость:	в воде
Контроль качества:	ЯМР <sup>1</sup> H и ВЭЖХ-МС (95+%, D: 98+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.