

Магнитные шарики (100 мг/мл)

<http://ru.lumiprobe.com/p/magnetic-beads>

Частицы на основе магнитной силики — это современный стандарт для быстрого и эффективного выделения ДНК и РНК. Технология обеспечивает высочайшую чистоту препарата, гарантируя отсутствие ингибиторов и минимальные потери. Благодаря полной совместимости с автоматизированными станциями решение одинаково удобно как для ручной работы, так и для высокопроизводительных исследований. В результате вы получаете чистые нуклеиновые кислоты, готовые для любых молекулярно-биологических приложений. Полученные ДНК и РНК готовы к использованию в самых требовательных downstream-процедурах.

Также доступны LumiMag® наборы для выделения ДНК или РНК на магнитных частицах из [цельной крови и буккального эпителия](#), а также из [любых биообразцов](#).

Общие свойства

Юридическое
заявление:

Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.