


Азид-ПЭГ3-азид

<http://ru.lumiprobe.com/p/peg3-diazide-59559-06-7>

ПЭГ3 диазид на основе триэтиленгликоля (1,8-диазида-3,6-диоксаоктан) - симметричный бифункциональный кросс-линкер с двумя азидогруппами.



Структура Азид-PEG3-Азида (1,8-диазида-3,6-диоксаоктана, CAS#59559-06-7)

Общие свойства

Вид продукта:	бесцветная/желтоватая жидкость
Молекулярная масса:	200.2
CAS-номер:	59559-06-7
Брутто-формула:	C ₆ H ₁₂ N ₆ O ₂
Название IUPAC:	1,8-diazido-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis(2-azidoethoxy)ethane
Растворимость:	хорошая в воде и большинстве органических растворителей
Контроль качества:	ЯМР ¹ H, ГХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 24 месяца (с момента доставки) при -20°C . Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.