
Краситель QuDye® dsDNA BR / QuDye® dsDNA BR Reagent, 200x

<http://ru.lumiprobe.com/p/qudye-dsdna-br-reagent>

Краситель QuDye® dsDNA BR высокоселективен в отношении двухцепочечной ДНК (дцДНК), что позволяет определять количественно двухцепочечную ДНК в широком диапазоне концентраций, и присутствие одноцепочечной ДНК, РНК, белков или свободных нуклеотидов не оказывает влияния на результаты измерений.

Концентрированный раствор 200x также является компонентом [набора QuDye dsDNA BR](#) для измерения количества двухцепочечной ДНК, который может использоваться с самыми распространенными моделями ридеров.

Общие свойства

Вид продукта:	красно-оранжевая жидкость
Контроль качества:	ЯМР ¹ H, ВЭЖХ-МС (95%)
Условия хранения:	Хранение: 12 месяцев (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Избегайте хранения на свету. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.