


Алкин тирамид

<http://ru.lumiprobe.com/p/tyramide-alkyne>

Алкин тирамид представляет собой бифункциональную молекулу, содержащую тирамидную и алкиновую группы. Данный тирамид может быть использован в качестве альтернативного субстрата при тирамидной амплификации сигнала (TSA) с последующей медь-катализируемой клик-реакцией (CuAAC), а также для биотин-независимого обнаружения меченых белков методом APEX2.



Структура Алкин тирамида

Общие свойства

Вид продукта:	бежевый порошок
Молекулярная масса:	231.29
CAS-номер:	2230051-33-7
Брутто-формула:	C ₁₄ H ₁₇ NO ₂
Растворимость:	ДМСО, этанол
Контроль качества:	ЯМР ¹ H и ВЭЖХ-МС (95+%)
Условия хранения:	24 месяца (с момента доставки) при -20°C в темноте. Транспортировка: до трех недель при комнатной температуре. Берегите от влаги.
Юридическое заявление:	Продукт предлагается и продаётся только в исследовательских целях. Продукт не проверяется на безопасность и эффективность в пищевых продуктах, лекарствах, медицинских приборах, косметических средствах, нет явного или подразумеваемого разрешения на использование для любых других целей, включая, помимо прочего, диагностические цели in vitro, для людей или животных или в коммерческих целях.